

Λίστα ελέγχου συντήρησης εξοπλισμού*

Μετά από κάθε ασθενή

- Καθαρισμός, λίπανση και αποστείρωση των εργαλείων χειρός
- Καθαρισμός (με υπέρηχο) και αποστείρωση των άκρων συρίγγων
- Καθαρισμός και έκπλυση των σωλήνων των εργαλείων χειρός
- Έκπλυση των αγωγών αναρρόφησης
(για χειρουργικές επεμβάσεις στη στοματική κοιλότητα)
- Καθαρισμός/απολύμανση των επιφανειών επαφής και μεταφοράς
- Αντικατάσταση όλων των προστατευτικών

Καθημερινά ή όποτε χρειάζεται

- Προσθήκη του A-dec ICX® σε κάθε αναπλήρωση φιάλης νερού†
- Έκπλυση του πτυελοδοχείου για ένα λεπτό
- Καθαρισμός της λεκάνης πτυελοδοχείου και της σήτας λεκάνης
- Έκπλυση των γραμμών αναρρόφησης

Εβδομαδιαία ή όποτε χρειάζεται

- Καθαρισμός της ταπετσαρίας της έδρας και του σκαμνιού με ήπιο υγρό καθαρισμού πιάτων και νερό
- Καθαρισμός των βαλβίδων του HVE και της σιελαντλίας
- Επιθεώρηση και συντήρηση του συλλέκτη αμαλγάματος (δύο φορές την εβδομάδα)
- Συντήρηση του συλλέκτη λαδιού
(να πραγματοποιείται σε μηνιαία βάση εάν χρησιμοποιείται Assistina για τη συντήρηση των εργαλείων χειρός)
- Λίπανση των σφιγκτήρων των εργαλείων χειρός
- Καθαρισμός του καλύμματος του οδοντιατρικού προβολέα με ήπιο υγρό καθαρισμού πιάτων και νερό
(χρήση γάζας ή μαλακού πανιού 2" x 2" για να μην χαραχθεί το κάλυμμα)
- Αν εφαρμόζεται, αντικατάσταση του προστατευτικού του οδοντιατρικού προβολέα Medicom® SafeShield™

Ημερομηνία/Ωρα

Μηνιαίως

- Δοκιμή του επιπέδου CFU νερού της οδοντιατρικής μονάδας και επεξεργασία των αγωγών νερού όπως απαιτείται†
- Συντήρηση του συλλέκτη λαδιού
(να πραγματοποιείται σε εβδομαδιαία βάση εάν δεν χρησιμοποιείται Assistina για τη συντήρηση των εργαλείων χειρός)
- Επιθεώρηση όλων των εργαλείων χειρός, του μοτέρ και των στεγανωτικών δακτυλίων Assistina. Αντικατάσταση σε περίπτωση φθοράς/ζημιάς.
- Λίπανση των στεγανωτικών δακτυλίων του HVE και της σιελαντλίας
- Λίπανση των στεγανωτικών δακτυλίων της φιάλης νερού

Ημερομηνία/Ωρα

Ετησίως

- Αντικατάσταση και λίπανση των στεγανωτικών δακτυλίων των συρίγγων και των μονάδων κουμπιού-βαλβίδας
- Αντικατάσταση και λίπανση των στεγανωτικών δακτυλίων του HVE και της σιελαντλίας
- Αντικατάσταση όλων των εργαλείων χειρός, του μοτέρ και των στεγανωτικών δακτυλίων Assistina
- Αντικατάσταση των φίλτρων αέρα και νερού στο κουτί δαπέδου ή τον χώρο παροχών αέρα/νερού

Ημερομηνία/Ωρα

