

## A-dec 設備的預防性維修保養

A-dec 建議您每年或臨床使用 1500 個小時後進行一次預防性維修保養。

### 治療椅

### 備註

- 使用觸控板 (如有) 及腳踏開關 (如有) 以檢查治療椅升降、傾斜及可程式化的功能的運作是否正常，並作出維修或更換的建議。
- 檢查所有設備的止動板/開關及治療椅停止功能 (如有)，以確保功能運作正常。
- 檢查移動範圍，並按需要調整上限以降低發生碰撞損壞的機率。
- 檢查是否有外漏液壓。
- 檢查液壓貯存水平，並按需要補充。
- 檢查液壓缸是否發出「滋滋」的聲音，或其他不尋常嘈音 (例如液壓軟管摩擦蓋子的聲音)，並按需要調整。
- 檢查頭枕滑動杆的張力，並按需要調整。
- 檢查旋轉制動器的運作 (如有)，並按需要調整。
- 檢查扶手的張力 (如適用)，並按需要調整。
- 檢查包面狀況，適當時建議更換。

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

### 牙科治療台

### 備註

- 檢查牙科手機導管有沒有受損、弱化或變硬，並按需要建議更換。
- 檢查牙科手機耦合器 O 形環的狀況，並按需要建議維修。
- 檢查控制閥的狀況。如有需要，每五年或更短時間更換一次閥柄的 O 形環。
- 檢查牙科手機壓力，並按需要調整至製造商的規格。
- 檢查光纖電壓 (如有)，並按需要調整至製造商的規格。
- 只限 Continental 治療台：檢查制動杆移動臂的活動，並按需要調整張力。
- 檢查牙科手機托架的張力 (如適用)，並按需要調整。
- 更換噴槍 O 形環及按鈕閥裝置，使用 A-dec 矽潤滑劑潤滑 O 形環，並檢查運作。
- 檢查牙科手機沖洗系統的運作。
- 檢查氣體制動器的運作 (如有)，及屈臂彈簧的張力 (如有)，並按需要調整。

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## 治療枱 (續上頁)

- 檢查油箱中累積的油或水，並按需要更換或清潔金屬網。
- 檢查獨立水樽封口墊圈或 O 形環，並按需要更換；此外，使用 A-dec 矽潤滑劑潤滑 O 形環。
- 檢查客戶牙科治療台的水管線路維修保養規則，以及最近一次的水管線路測試，以確保 CFU 數低於行動水平。如有需要，請參閱 A-dec 水管線路維修保養指南 (零件編號 (P/N) 85.0983.07) 按需要向客戶作出建議。

## 腳踏控制板

備註

- 檢查腳踏控制板導管的狀況。
- 檢查 O 形環及裝飾圈，並按需要更換；使用 A-dec 矽潤滑劑潤滑 O 形環，並檢查操作是否正確。
- 如有需要，請每五年或更短時間更換一次隔板。
- 只限抬起式腳踏控制板：按需要清潔或更換腳踏。

## 牙醫助理器械及吸唾

備註

- 檢查吸唾導管有沒有受損或外漏，並按需要建議更換。
- 檢查導管有沒有受損或弱化，並按需要建議更換。
- 更換噴槍 O 形環及按鈕閥裝置，使用 A-dec 矽潤滑劑潤滑 O 形環，並檢查運作。
- 更換強力吸引器 (HVE) 及排涎器 (SE) 的 O 形環，使用 A-dec 矽潤滑劑潤滑 O 形環，並檢查運作是否正常。
- 更換吸唾篩檢罐、導管及閥裝置的 O 形環。使用 A-dec 矽潤滑劑潤滑 O 形環，並檢查運作是否正常。
- 檢查固體物收集器篩子。更換即棄式篩子或清潔可循環使用篩子，並按需要建議更換。
- 檢查固體物收集器蓋子的 O 形環及連接 O 形環，並按需要更換。
- 如有安裝汞合金分離器，檢查其操作，包括汞合金水平。
- 檢查是否使用真空系統清潔劑，並按需要建議使用。
- 檢查低支撐臂及背面支撐連結止動開關 (如有) 的運作。

## 牙科手術燈

備註

- 檢查開/關及控制的運作，包括由牙科治療椅預設位置控制的牙科手術燈自動開/關制動。
- 檢查所有亮度/模式設定及控制。
- 只限石英燈：確保切換開關安裝牢固，並按需要擰緊固定螺母。
- 檢查手術燈支撐架，以確保安裝牢固。

## 牙科手術燈 (續上頁)

備註

- 檢查燈罩是否有裂縫及磨損，並按需要更換。
- 檢查手術燈頭裝置上每軸的旋轉張力，並按需要調整。
- 檢查手術燈臂垂直活動的彈簧張力，並按需要調整。
- 檢查旋轉上限止動是否適宜，並按需要調整。
- 只限石英燈：檢查是否有備用燈泡。

---

---

---

---

---

## 痰盂

備註

- 檢查導管有沒有受損或弱化，並按需要建議更換。
- 檢查口杯注水器及痰盂的運作和注水時間，並按需要依據客戶偏好調整。
- 檢查口杯注水器及痰盂沖洗噴水嘴 O 形環，並按需要更換；此外，使用 A-dec 矽潤滑劑潤滑 O 形環。
- 清潔並沖洗排水裝置、檢查操作是否正常，並確保排水裝置通風口運作正常。
- 檢查痰盂排水裝置管線是否有泄漏，並按需要建議維修。
- 檢查痰盂上限開關的操作。

---

---

---

---

---

## 地箱

備註

- 更換空氣與水的過濾器。
- 更換空氣與水的調整器隔板。
- 檢查來氣及來水壓力，並按需要調整。
- 檢查有沒有氣體泄漏和漏水。
- 檢查導管有沒有受損、弱化或變硬。
- 檢查來氣以確保輸送潔淨的乾空氣到治療枱。檢查地箱及壓縮器的濕氣分離器，並按需要更換濕氣分離器過濾器。

---

---

---

---

---

## 其他

備註

- 測試所有觸控板按鈕的功能。
- 檢查監控器底座的傾斜張力，並按需要調整。
- 檢查監控器底座移動臂 (如有) 垂直活動時的彈簧張力，並按需要調整。
- 檢查所有移動臂樞軸的張力是否正確，並按需要調整。
- 檢查移動臂、治療枱及托盤的水平，並按需要調整。
- 如有需要，檢查並調整鎖扣。
- 檢查蓋子以確保合適，並按需要調整。

---

---

---

---

---

## 其他 (續上頁)

備註

- 檢查牙醫座椅操作，包括腳輪旋轉及氣體提升操作，並檢查不正常的嘈音。
- 檢查牙醫座椅包面狀況。
- 有需要時可使用顏料修飾「深至金屬」的刮痕。
- 確保職員知道所有設備使用說明的位置。
- 回報任何必要的維修，並按要求提供報價。
- 如有需要，指導職員正確維修及操作的方法。

---

---

---

---

---

---

## 檢查

備註

- 與職員一同檢查 A-dec 設備維修保養核對清單 (零件編號 (P/N) 86.0600.07)，以確保已按照要求進行例行維修保養。若因清潔化學品造成包面受損，應請客戶查閱 A-dec 的包面維修保養指南 (零件編號 (P/N) 86.0501.07)。指出您剛完成的核對清單項目，作為此次預防性維修保養的一部分。

---

---

醫生/診所： \_\_\_\_\_  
地址： \_\_\_\_\_  
牙科操作室： \_\_\_\_\_

維修技師： \_\_\_\_\_  
維修日期： \_\_\_\_\_

已與醫生/客戶檢查：

\_\_\_\_\_

醫生/客戶無暇檢查核對清單

其他意見/  
建議： \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



### A-dec 客戶服務總部

電話：1.800.547.1883 (美國/加拿大境內)  
電話：+1.503.538.7478 (美國/加拿大境外)

### A-dec 中國分公司

電話：+1.503.538.7478

### A-dec 澳洲分公司

電話：1.800.225.010 (澳洲境內)  
電話：+61.(0).2.8332.4000 (澳大利亞境外)

### A-dec 英格蘭分公司

電話：0800.ADEC.UK (2332.85) (英國境內)  
電話：+44.(0).24.7635.0901 (英國境外)

86.0643.07 Rev B  
2016 年 A-dec Inc. 公司版權所有  
本公司保留一切權利。